

# ポビドンヨードの色落とし

## 12ワイプ (アitzerワイプ)



すぐに使えて便利！！



### 特長

- アスコルビン酸（ビタミンC）によりポビドンヨードで着色した色を落とします
- からだ拭きタオルにも使われている生地を採用 快適な拭き心地

### 用途

- オペ室、カテーテル室、処置室などポビドンヨードで消毒した後の色落としに

### 規格寸法

品名 (品番)	寸法 (mm)	ケース入数	JANコード
12ワイプ-L (MZTR01)	250×280	50本×12袋 (600本)	外箱：4533141403691 内袋：4533141403714
12ワイプ-LL (MZTR02)	250×560	50本×12袋 (600本)	外箱：4533141403707 内袋：4533141403721

#### ⚠️ ご使用上の注意

- 製品が茶色に変色する場合がございますが品質には問題ございません
- 目、傷口、粘膜などに使用しないでください
- 温めてご使用される場合は、50℃以下、24時間以内でお願いします
- 日の当たる場所、高温になる場所に保管しないでください

カネモ商事株式会社